

Matthew

Tecnologia & Benessere

PERSONAL BEAUTY TEST

***APPARECCHIATURA PER UN'ASSISTENZA
COMPLETA NELLE SCELTE
DELL'ESTETISTA***

A COSA SERVE?

In estetica il passo più importante da affrontare è decidere quanti e quali trattamenti eseguire sulla cliente .

Il nostro software è in grado di fornire una visuale il più completa possibile della cliente, di conseguenza favorisce la decisione dell'estetista.

Videata principale

The screenshot displays the main interface of the 'Beauty Tester' software. The background is orange with a large, faint 'M' logo. At the top right, there is a red circular logo with a white 'M' and the text 'Beauty Tester' below it.

Form Fields:

- NOME:** [Empty yellow box]
- COGNOME:** Boleffi
- ALTEZZA:** [Empty yellow box]
- PESO:** 65
- ETA':** 42
- SESSO:** femmina
- COSTITUZIONE:** media
- CIRCOFERENZA FIANCHI (CM):** 0,00
- CIRCONFERENZA VITA (CM):** 0,00

Analysis and Treatment Options:

- RISPOSTERE SOLO PER IL SESSO FEMMINILE:**
 - RITENZIONE IDRICA ARTI INFERIORI —●—
 - CIANOSI (PALLORE CUTANEO) IN AREE ARTI INFERIORI —●—
 - RIDUZIONE CIRCOLATORIA IN AREE ARTI INFERIORI —●—
 - EDEMA ALLE CAVIGLIE —●—
 - PELLE A BUCCIA D'ARANCIA —●—
 - PELLE A MATERASSO —●—
- RISPOSTERE PER ENTRAMBI I SESSI:**
 - RILASSAMENTO CUTANEO —●—
 - RIDUZIONE TONO MUSCOLARE —●—

Control Panel:

- Buttons: START TEST, ANALISI, PIANO TRATTAMENTI, STAMPA, RESET
- ON/OFF buttons: Five circular buttons labeled 'ON' with green indicator lights below them.
- Display: A large grey rectangular area for the main display.
- IMPEDENZA CORPOREA: A yellow box at the bottom right.

COSA FA ?


1. ANALISI COMPONENTI CORPOREE.

A tutto il sistema precedentemente descritto viene aggiunta un'analisi delle componenti corporee:

- **MASSA MAGRA**
- **MASSA GRASSA**
- **ACQUA CORPOREA INTRA-EXTRACELLULARE**
- **METABOLISMO BASALE**

Tutto questo viene calcolato utilizzando gli algoritmi del metodo BPI.IA.

VIDEATA ANALISI CORPOREA



2. ANALISI DEI GENOTI

Il software permette di localizzare le zone da trattare.

VIDEATA PIANO TRATTAMENTI

PIANO TRATTAMENTI

Beauty Tester

OFF

LE ZONE EVIDENZIATE SONO QUELLE MAGGIORMENTE PREDISPOSTE AGLI INESTETISMI

RUOTA IMMAGINE

Belle le gambe, che si mantengono magre. Più magre soprattutto rispetto all'addome, al torace ed alla schiena che risultano più abbondanti.

CELLULITE

10

TRISTAR SYSTEM

TONIFICAZIONE CUTANEA E MUSCOLARE

10

PEDANA

TRATTAMENTI CASA

10

NIDEX

3. CONSIGLIA UN NUMERO DI SEDUTE.

Il software da noi elaborato consiglia il numero di sedute, la quantità ed il tipo di prodotto cosmetologico idoneo al trattamento e la metodologia da seguire domicilio. Le caratteristiche dei prodotti e i relativi codici sono prelevati dal data base fornito dal cliente. Questo sistema consente di avere un ottimo risultato e di sfruttare al meglio le apparecchiature e i prodotti commercializzati.

FUNZIONAMENTO

Il dispositivo funziona su base PC e le schede di acquisizione dati comunicano via USB con la scheda madre.

La visualizzazione è effettuata attraverso il monitor del PC e tutte le funzioni vengono attivate tramite mouse e tastiera del computer.

Utilizzabili i computer portatili (consigliati per la loro maneggevolezza).

Il nostro software si interfaccia con le periferiche da noi progettate e effettua le seguenti rilevazioni:

- Acqua corporea totale R/I
- Acqua corporea extracellulare R/I
- Acqua corporea intracellulare R/I
- Massa Grassa R/I

Matthew

Tecnologia & Benessere

- Massa Magra R/I
- BMI (Indice di Massa Corporea)
- Visualizzazione zone in cui si accumulano inestetismi
- Descrizione costituzione
- Consiglio di un protocollo di trattamenti con voi elaborato

Il software può essere graficamente elaborato secondo le esigenze individuali.