

Autoclave de vapor con bomba

Antes del ciclo de esterilización, una bomba provoca un fuerte vacío, eliminando todas las burbujas de aire presentes en la cámara de esterilización y en el interior de los sobres y de los materiales.

La bomba de vacío está hecha con membranas especiales para la aspiración de aire caliente y vapor. El vacío con bomba también asegura una excelente calidad del ciclo de esterilización de instrumentos sueltos y envasados.

Al final del ciclo de esterilización, la bomba se acciona nuevamente para facilitar y mejorar el secado.



Altura: 385mm

Anchura: 450mm

Profundidad: 540mm

Peso: 50kg

2053-S

- 5 Ciclos operativos (134°C - 121°C);
- puede esterilizar cargas de clase S;
- predisposición para conexión a la red hídrica;
- predisposición para conexión a tarjeta de memoria y para conexión a PC;
- impresora integrada.

