

Mattew sas

Autoclave a vapore con pompa

Prima del ciclo di sterilizzazione la pompa elimina tutte le sacche d'aria presenti nella camera di sterilizzazione e all'interno delle buste e dei materiali.

La pompa è costruita con speciali membrane per l'aspirazione di aria calda e vapore.

L'autoclave assicura anche un'ottima qualità del ciclo di sterilizzazione di strumenti liberi ed imbustati.

A fine ciclo di sterilizzazione, la pompa si aziona nuovamente per facilitare e migliorare la fase di asciugatura.



Altezza: 385mm

Larghezza: 450mm

Profondità: 540mm

Peso: 50kg

2053-S

- 5 cicli di sterilizzazione (134°C - 121°C) e un ciclo "flash";
- in grado di sterilizzare carichi di tipo S;
- temperatura e tempo di sterilizzazione monitorati con doppia sonda e microprocessore;
- gestione con sistema P.I.D.;
- testate singolarmente.

CE

Via Pontevecchio 42S/2/3 16042 Carasco Genova - Italy
Tel. 0185 350381 Fax 0185 352347 E-mail: info@mattew.it - www.mattew.it