

VM5000

MASSAGGIO ENDODERMICO

L'apparecchio VM5000 si basa sull'uso del vuoto applicato sul corpo con livelli di depressione graduati e controllati.

L'azione del vuoto generato dall'apparecchio ed applicato sulla pelle permette di esercitare un'azione meccanica di stiramento e allungamento delle molecole di collagene ed elastina; in seguito a ciò, queste due proteine sottoposte al trattamento rigenerativo, saranno in grado di sostenere con rinnovata funzionalità la pelle.

Il preciso software, verificando ogni istante il livello di vuoto presente, farà sì che l'azione dell'apparecchio applicato sul tessuto cutaneo, porti a dilatare fisicamente il calibro dei capillari sanguigni e linfatici presenti all'interno della cute.



**PELLE PIU' LISCIA - LEVIGA LA BUCCIA D'ARANCIA
AUMENTA IL FLUSSO EMATICO - ALZA I GLUTEI**

Caratteristiche tecniche

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:	230V - 50/60Hz
POTENZA ASSORBITA:	MAX = 250VA
LIVELLO DI VUOTO:	MAX = -500mbar
CLASSIFICAZIONE:	Cl I - TIPO BF - Simbolo grafico IEC-878-02-03
FUSIBILI:	2 fusibili esterni (2A - 250V) 3 fusibili interni (3,15A - 250V / 1A - 250V / 4A - 250V)
CARATTERISTICHE DI USCITA:	Depressione continua o pulsata (0 ÷ -500mbar)
DIMENSIONI - L x P x H (cm):	52 x 34 x 90
PESO:	18kg

