

CONCENTRATORE DI OSSIGENO

RAPPRESENTA UNA METODICA NON INVASIVA E INDOLORE PER ATTENUARE I SEGNI DEL TEMPO CHE PERMETTE, GIÀ DOPO UNA SOLA SEDUTA, DI MIGLIORARE L'ASPETTO DEL VISO, DEL COLLO, DEL DECOLLETÉ, DELLE MANI, ATTENUANDO LE LINEE SOTTILI E LE RUGHE, RIGENERANDO I TESSUTI CUTANEI E RENDENDO LA PELLE LUMINOSA, IDRATATA E LEVIGATA.

CADENZA SETTIMANALE DI 4/6 APPLICAZIONI. LA DURATA DELLE SEDUTE VARIA TRA I 30 E I 45 MINUTI, A SECONDA DELLA ZONA DA TRATTARE E DAL SOGGETTO.

IL TRATTAMENTO È INDOLORE E NON LIMITA IN ALCUN MODO LE NORMALI ATTIVITÀ QUOTIDIANE; CI SI PUÒ TRANQUILLAMENTE SOTTOPORRE ANCHE NELLA PAUSA PRANZO, O IMMEDIATAMENTE PRIMA DI UNA OCCASIONE SPECIALE, PER APPARIRE AL MEGLIO.



QUESTO INNOVATIVO TRATTAMENTO SFRUTTA LA SINERGIA TRA OSSIGENO CONCENTRATO E SIERI CON PRINCIPI ATTIVI, APPOSITAMENTE STUDIATI E SELEZIONATI PER IL RINGIOVANIMENTO CUTANEO. (ACIDO JALURONICO E MULTIVITAMINICO).



BENEFICI & VANTAGGI

- RIDUCE LE IRRITAZIONI
- EFFETTO ANTINFIAMMATORIO
- EFFETTO ANTIBATTERICO
- EFFETTO RAFFORZANTE E RINVIGORENTE
- EFFETTO RASSODANTE
- ACCELERA I PROCESSI DI CURA
- RIDUCE LE RUGHE
- RENDE LA PELLE PIÙ LUMINOSA

APPARECCHIO A NORMA SECONDO
IL NUOVO DECRETO !

OXYSTAR



CARATTERISTICHE TECNICHE

- TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 230V 50 Hz
- POTENZA ASSORBITA: 312W
- PRESSIONE DI USCITA: 58,6 KPA
- CLASSIFICAZIONE: CLASSE II TIPO B
- PERCENTUALE DI OSSIGENO: 93% +/- 3%
- LIVELLO DEL SUONO: 40DBA
- DIMENSIONI - L x P x H (cm): 342 x 304 x 642
- PESO: 16,3 KG

Ogni apparecchio è dotato
di Certificazione di Compatibilità
Elettromagnetica e Sicurezza
Elettrica



CONCENTRATORE DI OSSIGENO

RINGIOVANIMENTO CUTANEO



EFFETTO LIFTING



ATTENUAZIONE LINEE SOTTILI



TRATTAMENTI COLLO, VISO, DECOLLETÉ



TRATTAMENTO MANI



Matteu sas
Via Pontevecchio 42S/2-3
16042 Carasco Genova Italy
www.matteu.it

OXYSTAR
WATER



LA TECNOLOGIA
INNOVATIVA PER
IL RINGIOVANIMENTO
E LA BIO-RIVITALIZZAZIONE
DEL VISO, DEL COLLO
E DEL DECOLLETÉ

Matteu